46*160 mm 250g白卡,双面覆哑膜

版本号	说明	变更人
20230314	新建	张亚平
20230322	客户修改设计	张亚平

【图形、符号解释】 符号:以下符号可能出现在标符或外包装 F

符号	说明	符号	说明
STERRE	蒸汽湿热灭菌	BC36cro	基弧半径
Δ	整	F'v	后顶焦度
LOT	批号	ϕ_r	总直径
Exp. (<u></u>)	失效日期	t_c	中心厚度
2	禁止二次使用	合格	合格
cwl st MFGD	生产日期	R _k only	需经医师处方指示使用
	制造商	۵	外盒可回收
@	如包装破损请勿使用		查阅使用说明书

(医疗器械生产许可证据号)苏药监核生产许20190062号 住产企业分排开从后后服务约约 企业名称:江苏贴底产据核有限公司 住 所、丹阳市开发区高路水水创业图产深温19号 生产地址:江苏 月阳市在全角4年产业园百胜高3号鱼跃医疗12615号楼 邮收据6;712500 电话号6:05118055093

HYPER SIZE

大美目

软性亲水接触镜使用说明书

敬告: 本说明书的目的在于指导配戴者如何正确配戴、护理软性 亲水接触镜(以下简称:镜片或接触镜或软性镜)。请您在配戴前 务必仔细阅读,并按照眼科医生或眼视光专业人士的指导下进行

(接)片护理与存款() 1.在银叶高冲率先注入2.7容量具消毒整个好力能的护理流。 2.银骨下的排针的适于事实心,是2~3需量指的具流态功能的理流。 3.银管指导的并充进商权应能并经抵整效。 4.银管持续1.用产品和产品产品的连接抵整效。

内容名称	内容或单位		
锁片材料	HEMA_EGDMA_2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮(1173)及着色剂		
保存液类型	氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸一氢钠及纯化水润配而成		
后顶焦度范围	0.000至-12.000,步长0.25D		
折射率	1.437		
含水量	38%		
光透过率	模拟使用状态下,光透过率在标准预明体DGS和A下分别测定,其结果应需是2899		
颜色	单彩: 黑色、金色、蓝色、绿色、灰色、棕色、紫色		
	双彩及三彩:金色,蓝色、绿色、灰色、棕色、紫色。		
基弧半径	8.00mm-9.00mm,步长0.10mm,具体标称值详见无鳍包装标签。		
总直径	12.9mm-14.5mm,步长0.10mm,具体标称值详见无菌包装标签。		
中心厚度	0.08-0.10mm,步长0.01mm,具体标构值详见无菌包装标签或最小销售包装上。		
透氧系数	8.6×10 ¹¹ (cm²/s)(mlO ₂ (mlhPa)(度11.5×10 ¹¹ (cm²/s)(mlO ₂ (ml-mmHg))		
透氣量	10.8×10"(cm/s) [mlO,/jml-hPa] 或14.4×10"(cm/s) [mlO,/jml-mmHg]] (3.000)		
配戴方式	日戴月抛型,每一天最长戴额时间不超过表1中最长时间		
建议更换周期	最长更换周期为1月以内		
灭菌方式	蒸汽湿热灭菌		
生产日期	見材签		
有效期	54		
初包装材料	聚丙烯盒+铝箔纸		
贮存条件	排片应贮存干无偿性气体环境中、贮存温度5~30°C、程对温度40~70%		

[注册证编号] 国城注推20193160242 [产品技术要求编号] 国城注准20193160242 [产品经利敦性异水接触镜 [商品名約]无 [英文名約]无 [型 号]单案/HCI、双彩/HC2C,三彩/H3C) [規 档]无 [说明书批准及修改日期] 20190416修4-20230101 [版本号]1.5

條條所等並入的的特別。 新門高線等操作的是關鍵的。一個的使用的時期, 時間高線等操作的是關鍵的。一個的使用的是關鍵的一個的 等時間,但以下的一個的 表現的一個的 表現的一個的 表現的一個的 表現的一個的 是是是發展的一個的 是是一個的 是一個的 是一個的

[特别说明] 本产品由消费者个人使用,望消费者在采购前务必咨询销售商及学会使用配戴及 护理方法。

上海平克爾沙川、別處北於河南坡區用載者。从每天積 4/9开始。每天附近 2/9时,日海平克爾沙川、河北東於河南海鄉區。 2/80一次定量服长不知识表中指於中部。在鄧州區 以西州、不是聯邦衛衛衛衛。 2/80一次定量服长不知识表中指於中部之大廈灣川區新出 位於和沙州區。 3/80年之為阿州區南衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 2/8年之後 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。 (日於和沙州區)。

P020001033