版本号	说明	变更人
20230612	新建	陈敏
20230630	修正说明书内容	陈敏

46*160 mm 250g白卡,双面覆哑膜

软性亲水接触镜使用说明书

敬告:本说明书的目的在于指导配戴者如何正确配戴,护理软性亲水接触镜(以下简称:镇片或接触镜或软性镇)。请您在配触前务必仔细阅读,并按照眼科医生或眼视光专业人士的指导下进行使用本产品。

[注册证编号]国核注准20193160242 [产品技术要求编号]国核注准20193160242 [产品技术要求编号]国核注准20193160242 [产品各种]软性条水接触镜 (商品名种)无 [英文名种]无 置 号]单系[101.C] 双系[102.C]、三规(部2) [规 格]无 [说明书批准及修改日期]20190416修4-20230101[版本号]1.5

[特别说明] 本产品由证明费者个人使用,望消费者在采购前务必咨询销售商及学会使用配戴及 护理方法。

表2错片相关信息

内容名称	内容或单位	
領片材料	HEMA, EGDMA, 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-四酮(1173)及著色剂	
保存液类型	無化物、硝酸二氢钠、磷酸一氢钴及纯化水调配直线	
后顶焦度范围	0.000至-12.000,步长0.250	
折射率	1.437	
含水量	38%	
光透过率	模拟使用状态下,光透过率在标准剂别体D65和A下分别规定,其结果应都是>89	
ME	单彩:黑色,金色,蓝色,绿色,灰色,棕色,紫色	
	双彩及三彩:金色,蓝色,绿色,灰色,棕色,紫色。	
基弧半径	8.00mm-9.00mm,步长0.10mm,具体标移值详见无面包储标签。	
总直径	12.9mm-14.5mm,步长0.10mm,具体标符值详见无面包装样签。	
中心厚度	0.08-0.10mm, 步长0.01mm, 具体标称值详见无菌包装标签或最小销售包装上。	
透氧系数	8.6×10*(cm/s)(miO ₂ /mihPa)(\$\frac{11.5}{10*}(cm/s)(miO ₂ /mi-mmHg)	
透氣量	10.8×10 (cm/s) [miO,/(mi-hPs)] 或144×10 (cm/s) [miO,/(mi-mmHg)] (3.000)	
配戴方式	日戴月微型。每一天最长载锦时间不超过表1中最长时间	
建议更换周期	最长更换周期为1月以内	
灭菌方式	英汽湿热灭菌	
生产日期	贝标签	
有效期	5#	
初包装材料	原丙烯盒+铝溶纸	
贮存条件	提片位贮存于无腐蚀气体环境中、贮存温度5~30°C、相对温度40~70%	

用限用等 使用正確認定率内容如下。 使用正確認定率内容如下。 注例,所述的一种。 是可能性的一种。 是可能性的一种。 可能性的一种。 是可能性的一种。 是可能性的一种, 是可能性的一种。 是可能性的一种, 是可能性的, 是一性的, 是一性的

【號片护理与存施】 1.在银片鱼内等兆注入2/3容量具消毒贮存功能的护理液。 2.将属下的银片包置于手掌心,减2~5满推符的具满洁功能护理液。 3.用食精转银片的正原和促原部轻轻接越移攻。 4.用精体的具产功能的矩塞充分地亦能耐、冲洗过程中避免护理液瓶口与软性

报始。 报接舱。 5.将冲洗后的镜片,分别放入各自的镜片盒内,使用具有消毒功能的护理液浸泡6小 时以上。 6.银片长期不用时,须经严格滴洁、冲洗、消毒,并储存在具保存功能的护理液中,每 天更换一次储存液。再次配戴前须充分地滴洁、冲洗,并浸泡消毒6小时以上。 7.清洁、去零白、冲洗:消毒各步骤不能相互替代。

φ, 並直径 失效日期 Exp. 外倉司同此

P020001127